

어플리케이션 명 : 건강측정기 (가명) - Prototype

설치방법

- 출처가 명확하지 않은 오픈 APK 파일이라, 설치 하는 데에 보안상 문제로 인해 경고 문구가 뜰 수 있습니다.
- “무시하고 설치” or “허용하고 설치” 등 해당 경고를 무시하고 설치를 하시면 됩니다.

주요기능


- 설문조사
- 데이터 삽입 및 삭제 (관리자만 가능)

사용방법

- 관리자 페이지로 이동은 아래 화면에서 빨간색 원모양 클릭



- 아래 화면은 질문 추가 / 삭제를 위한 관리자페이지로 “선택” 버튼 활성화시 질문 목록을 선택하여 “휴지통 버튼” 클릭 시 지울 수 있다 (이 때, DB에서도 지워짐)
- 반대로 “+” 버튼을 클릭하면 질문을 추가할 수 있음 (DB에도 추가됨)
- 설문 중 뒤로가기 버튼 사용할 수 없음.



개선점

- 질문 추가 하는 화면 디자인 수정 필요.
- 설문이 끝났을 때 보여줄 콘텐츠에 대한 지침 필요